



INSTRUCTION FOR USE

-CLEANWWD Chronic Wound Cleansing Pad (Per pouch: 1 wipe , box: 10-20)

Package Insert

*For the cleansing of chronic wounds/ Für die Reinigung von chronischen Wunden /
Kronik yaraların temizliği için*

Use:

Open the package where indicated and take the pad out. Use the pad to cleanse and debride the wound. After use please dispose of the pad as clinical waste.

ANWENDUNG

Öffnen Sie das Päckchen an der Markierung und entnehmen Sie das Pad unter sterilen Bedingungen. Reinigen und debridieren Sie die Wunde mit dem Pad. Bitte entsorgen Sie das Pad im medizinischen Abfallbehälter.

KULLANIM

Paketi gösterildiği yerden açınız ve içerisindeki pedi çıkartın. Ped ile yarayı temizleyerek debride edin. Kullandıktan sonra tıbbi atık kutusuna gönderin.

CleanWwd can be use as a primary dressing. The product is not intended for extensive wounds requiring healing by secondary intent.

FEATURES/ EIGENSCHAFTEN/ ÖZELLİKLER

Cleansing of/ Reinigung von:

- Diabetic ulcers/ Diabetischen Wunden(Diabetisches Fußsyndrom)/ Diyabetik yaralar
- Chronic wounds/ Chronischen Wunden / Kronik yaralar
- Trauma wounds/ Trauma Wunden/ Travma yaraları
- Leg ulcers / Bein Ulcera(Ulcus cruris venosum, arteriosum, mixtum) / Bacak yaraları
- Pressure sores/ Dekubiti/ Bası yaraları

Active Ingredients:

Sodium hyaluronate, Phospholipid, Aloe Vera

Caution:

Do not use the pad if the package is torn open. Use only under a doctor's supervision for babies of 0-6 months of age and breastfeeding or pregnant women.

Patients with known allergies to the contents of the wipe should not use it. In case of an allergic reaction, stop using the pad immediately and consult your doctor.

VORSICHT

Falls das Paket aufgerissen oder beschädigt ist, bitte das Pad nicht benutzen.

Bei Säuglingen von 0-6 Monaten, stillenden Müttern und Schwangeren, das Pad nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Patienten mit bekannten Allergien auf die enthaltenen Wirkstoffe, sollten das Produkt nicht anwenden. Im Falle einer allergischen Reaktion die Behandlung sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

DİKKAT

Yırtılmış paketleri kullanmayın. 0-6 ay bebekler, emziren ve hamile kadınlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

İçeriğindeki herhangi bir etken maddeye alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanılmaması gerekir. Herhangi bir alerji durumunda, ürünü kullanmayı hemen bırakıp doktora danışmak gerekmektedir.

Manufacturer:

KADIOĞLU TIBBİ CİHAZ MEDİKAL MALZEMELER SAN.TIC.LTD.STİ.

Sünlü Mah. Ahi Evran Sanayi Sitesi No:31 06760 Çubuk-Ankara/TURKİYE

PHONE: +90 312 2238358 FAX: +90 312 2238359

www.kadioglumedikal.com email: info@kadioglumedikal.com

Caution symbols:

