

STOMOCUR®


Sortimentsübersicht
Stomaversorgung

2026

Immer richtig versorgt mit STOMOCUR®

Die Beutel


Die STOMOCUR® Beutel erlauben durch ihre symmetrische Form und ihre weichen Konturen ein Tragen sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Körperseite.



Sie sind versehen mit einem sehr weichen, schnell trocknenden Vlies aus Polyethylen (PE). Elektrostatisches Aufladen des Beutels durch Kleidung oder Hautreaktionen werden dadurch verhindert. Zahlreiche Beutel

sind mit der „Window“-Technologie ausgestattet, d. h. die Versorgung kann diskret getragen werden, Stoma und Ausscheidung sind nicht sichtbar. Durch ein Auseinanderziehen des Hautschutzvlieses (Bild) kann beides inspiziert werden. Die Vorteile einer transparenten Versorgung und einer Versorgung mit Vlies sind hier miteinander vereint, unabhängig davon bietet FORLIFE auch transparente Versorgung an.


Alle Kolostomiebeutel sind mit einem hocheffektiven Aktivkohlefilter ausgestattet. Geruchsfreies und ungehindertes Entweichen der Gase wird so gewährleistet. Die Ileostomiebeutel sind zusätzlich mit der MPC Filtertechnologie ausgerüstet. MPC steht für „Moisture Protect Composition“ und bedeutet, dass der Aktivkohlefilter durch eine zusätzliche Schutzschicht vor Flüssigkeitsaufnahme geschützt wird. Die Wirkung bleibt so über einen längeren Zeitraum gewährleistet.



MPC Filter - Moisture Protect Composition

Systeme

Um auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche einzugehen, werden alle STOMOCUR® Beutel als einteiliges System, das heißt der Beutel ist direkt mit der Platte verbunden, und als zweiteiliges System angeboten (Beutel und Basisplatte). Beide Varianten besitzen die gewohnte Qualität und Vielfältigkeit bei den verwendeten Hautschutzmaterialien, unterscheiden sich aber in der Verbindung zwischen Basisplatte und Beutel.




Clic System

Das Clic System ist ein ausge-reiftes und bewährtes System zur Stomaversorgung. Diese Verbindung zwischen Basisplatte und Beutel hat eine sehr niedrige Profilhöhe. Alle Clic

Basisplatten sind am Rastring hintergreifbar, ein Druck auf die Bauchdecke beim Anbringen des Beutels ist somit nicht notwendig. Durch ein deutliches „Clic“ wird der korrekte und feste Sitz für den Anwender hörbar. Die Basisplatten für das Clic System sind erhältlich in der normalen hydrokolloiden und der konturierten Variante, sowohl plan als auch konvex.

Konvexe Versorgung

Zur Vermeidung von Kompromissen bei Sicherheit und Komfort ist manchmal der Einsatz von konvexen Versorgungsgen notwendig. STOMOCUR® bietet hier insgesamt vier verschiedene Konvexitäten in zwei unterschiedlichen Tiefen an. Unterschiede in der Breite und der Tiefe des eingearbeiteten Kegels erlauben eine optimale Anpassung an die körperlichen Gegebenheiten.



Hautschutzmaterialien

Viele Stomaträger leiden unter Problemen an der stoma-umgebenden Haut. Ziel einer guten Stomaversorgung ist es, diese Haut gesund zu erhalten. Allerdings ist die Haut um das Stoma herum extrem empfindlich und kann, sobald einmal Irritationen aufgetreten sind, oft nur schwer behandelt werden.

Um bestmöglich die Versorgung auf die individuellen Hautverhältnisse einzustellen, bieten die STOMOCUR®

Produkte drei verschiedene Hautschutzmaterialien in unterschiedlichen Varianten an.



Hydrokolloid

Der hydrokolloide Hautschutz der STOMOCUR® Produkte besteht ausschließlich aus den natürlichen Stoffen Pektin, Gelatine und Zellulose. Dieser wird in gleichmäßiger Dicke oder kon-

turiert angeboten. Das hydrokolloide Hautschutzmaterial ist hier innen, direkt am Stoma, dicker. Nach außen wird der Hautschutz dünner. Das bedeutet einen sehr schnellen und sicheren Halt aufgrund der hohen Absorptionskapazität innen.

Wie wirkt Hydrokolloid?

Der hydrokolloide Hautschutz haftet durch Wärme und Feuchtigkeitsaufnahme an der Haut. Die Flüssigkeitsaufnahme führt zum leichten Aufquellen und somit zu einer sehr guten Anpassung an das Stoma. Undichtigkeiten und Hautirritationen werden so verhindert.

Produktvorteile:

- » Nachhaltiger Schutz der stomaumgebenden Haut
- » Hohe Hautverträglichkeit
- » Gute Handhabbarkeit
- » Bietet konturiert noch mehr Flexibilität und Komfort



Alginate

Alginat kommen in der Natur sehr häufig vor. Sie wurden bereits in den 1980er Jahren als Verbandmaterial für Spalthautentnahmestellen verwendet. Für die Herstellung kom-

merzieller Alginat werden ausschließlich Braunalgen (Meeresalgen) verwendet.


Wie wirkt Alginate?

Alginat können bis zum 20-fachen ihres Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen. Diese Flüssigkeit wird dabei in die Hohlräume der Platte eingelagert. Durch die enorme Flüssigkeitsaufnahme des Alginats bleibt die Haut nur leicht feucht.

Produktvorteile:

- » Bei akuter Versorgung von parastomalen Hautproblemen sind keine zusätzlichen Hilfsmittel (hydrokolloide Hautschutzplatten, Alginatekompressen, Pasten, usw.) notwendig.

- » Kosteneinsparung
- » Einfachere Handhabung als mit weiteren Hilfsmitteln
- » Der Betroffene kann sich weiter selbst versorgen.



Microskin

Microskin-Produkte sind mit einer besonders dünnen, elastischen und atmungsaktiven Hautschutzfolie versehen.

Wie wirkt Microskin?

Die Hautschutzfolie schmiegt sich an die Haut an und bietet durch sichere Haftung und Flexibilität besondere Bewegungsfreiheit. Die Folie ist wasserdampfdurchlässig, lässt jedoch kein Wasser eindringen.

Produktvorteile:

- » Besonders geeignet bei Hautfalten, Stomaanlagen nahe an Knochenvorsprüngen und narbigen Hautpartien
- » Hoher Tragekomfort, elastisch, flexibel, diskret (Bewegungsfreiheit bei Sport und im Alltag)
- » Schonende Haftung
- » Wasserdampfdurchlässigkeit, kein Schwitzen
- » Besonders für die Kinderversorgung und zum Baden geeignet
- » Leichtes Ablösen und rückstandsfreie Entfernung

gelatinefreier Hautschutz

Für Stomapatienten, die keine Produkte mit Gelatine oder anderen tierischen Inhaltsstoffen verwenden, bieten wir unser Beutelsortiment mit gelatinefreiem Hautschutz an. Durch die Verwendung natürlicher, pflanzlicher Inhaltsstoffe sind diese Beutel ebenso hautfreundlich und gehen keine Kompromisse bei Komfort und Sicherheit ein.

Der zum Einsatz kommende Hautschutz enthält **hypoallergenes** Hydrokolloid ohne Gelatine und ist in unserem einteiligen geschlossenen Select Kolostomie-, einteiligen austreifbaren Protect Ileostomie- sowie den Safe Urostomiebeuteln erhältlich.

Produktvorteile:

- » Dünn und flexibel
- » Besonders sanft zur Haut
- » Geringere Reizung der empfindlichen Haut um das Stoma
- » Hohe Haftfähigkeit

Vorwort

FORLIFE steht bereits seit über 30 Jahren für qualitativ hochwertige Produkte, die dem medizinischen Fachhandel, Kliniken und Apotheken wirtschaftliches Handeln bei gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards – Made in Germany – ermöglichen.

Die Entscheidung ausschließlich in Deutschland zu forschen, zu entwickeln und zu produzieren ist dabei genauso mit der Unternehmensphilosophie verbunden wie die, auf die Erfahrung langjähriger Mitarbeiter zu setzen. Es freut uns ganz außerordentlich, dass es uns gelungen ist, Mitarbeiter, die bereits seit Beginn an für FORLIFE arbeiten, mit jüngeren Nachwuchskräften in einem Team zu vereinen und somit bewährte Technologien mit zukunftsgerichteter Technik zu verbinden.

Der Fortschritt ist ein elementarer Bestandteil unseres gemeinsamen Erfolgs. Daher bauen wir neben der Erfahrung unserer Mitarbeiter auch auf hochmoderne Produktionsautomaten. Der Einsatz neuester Computertechnologie und die Nutzung effizienter Produktionsmethoden sichert langfristig die wirtschaftliche Produktion hochqualitativer und innovativer Produkte in Deutschland.

Das Stoma ideal zu versorgen und dem Stomaträger einen selbstbestimmten Alltag unter Erhalt einer hohen Lebensqualität zu ermöglichen ist das Ziel unserer Produkte und unserer tagtäglichen Arbeit.

Ihr Team der FORLIFE



Inhalt

Einteilige Versorgung	8
Kolostomie	8
STOMOCUR® Select large	8
STOMOCUR® Select	8
STOMOCUR® Select small	8
STOMOCUR® Select extra small	9
STOMOCUR® Select Alginat	9
STOMOCUR® Select konvex	10
STOMOCUR® Select Alginat konvex	10
STOMOCUR® Select medium konvex	11
STOMOCUR® Select Cap	11
Ileostomie	12
STOMOCUR® Protect	12
STOMOCUR® Protect small	12
STOMOCUR® Protect Alginat	13
STOMOCUR® Protect konvex	13
STOMOCUR® Protect Alginat konvex	14
STOMOCUR® Protect medium konvex	14
STOMOCUR® Select Black Edition	15
STOMOCUR® Ileostomiebeutel Protect Black Edition	15
STOMOCUR® Primo Alginat konvex	16
STOMOCUR® Primo Alginat medium konvex	17
Gelatinefrei	19
STOMOCUR® Select gelatinefrei	19
STOMOCUR® Protect gelatinefrei	19
Urostomie	20
STOMOCUR® Safe gelatinefrei	20
STOMOCUR® Safe	20
STOMOCUR® Twist & Safe	21
STOMOCUR® Safe konvex	21
STOMOCUR® Safe Twist & Safe konvex	22
STOMOCUR® Safe medium konvex	22
STOMOCUR® Safe Twist & Safe medium konvex	23
STOMOCUR® Safe Microskin	23

Inhalt

Das zweiteilige Clic System	24
-----------------------------	----

Basisplatten	24
---------------------	-----------

STOMOCUR® Farbcode für das Rastringsystem	24
STOMOCUR® Clic	24
STOMOCUR® Clic Alginat	24
STOMOCUR® Clic konvex	25
STOMOCUR® Clic Alginat konvex	25

Beutel	26
---------------	-----------

STOMOCUR® Select Clic	26
STOMOCUR® Protect Clic	26
STOMOCUR® Protect Clic small	27
STOMOCUR® Safe Clic	27

Inhalt

Sonderversorgung 28

STOMOCUR® Drainage Protect.....	28
STOMOCUR® Drainage Protect konvex	28
STOMOCUR® Drainage Protect medium konvex	29
STOMOCUR® Drainage Protect Bettbeutel	29
STOMOCUR® Premature – für Frühgeborene.....	30
STOMOCUR® Premature Combi – für Säuglinge	30

Zubehör 31

STOMOCUR® Hautschuttpaste	31
STOMOCUR® Hautschuttpaste alkoholfrei	31
STOMOCUR® Stomagürtel	31
STOMOCUR® Uro Adapter	31

Einteilige Versorgung Kolostomie

STOMOCUR® I **Select large**

- Großer geschlossener Beutel mit Filter
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Hydrokolloider-Hautschutz
- Volumen 470 ml



Haftfläche

Ø 135 mm

Beutelgröße

160 × 220 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CSH20L	20 mm – 90 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54103 lfd.Nr. 078

STOMOCUR® I **Select**

- Geschlossener Beutel mit Filter
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Hydrokolloider-Hautschutz
- Volumen 380 ml



Haftfläche

Ø 110 mm

Beutelgröße

145 × 205 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CSH20	20 mm – 60 mm	30 Stück
CSH25	25 mm – 60 mm	30 Stück
CSH30	30 mm – 60 mm	30 Stück
CSH35	35 mm – 60 mm	30 Stück
CSH40	40 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54103 lfd.Nr. 047

STOMOCUR® I **Select small**

- Kleiner geschlossener Beutel mit Filter
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Hydrokolloider-Hautschutz
- Volumen 250 ml



Haftfläche

Ø 110 mm

Beutelgröße

130 × 190 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CSH20S	20 mm – 60 mm	30 Stück
CSH25S	25 mm – 60 mm	30 Stück
CSH30S	30 mm – 60 mm	30 Stück
CSH35S	35 mm – 60 mm	30 Stück
CSH40S	40 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54103 lfd.Nr. 033

STOMOCUR® | Select extra small

- Geschlossener kleiner Beutel mit Filter
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Hydrokolloider-Hautschutz
- Volumen 140 ml


Haftfläche

Ø 80 mm

Beutelgröße

100 x 160 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CSH10XS	10 mm – 50 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54103 **lfd.Nr.** 086

STOMOCUR® | Select Alginat

- Geschlossener Beutel mit Filter
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Alginat-Hautschutz
- Volumen 380 ml


Haftfläche

Ø 110 mm

Beutelgröße

145 x 205 mm

Für empfindliche Haut

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CSA20	20 mm – 60 mm	30 Stück
CSA25	25 mm – 60 mm	30 Stück
CSA30	30 mm – 60 mm	30 Stück
CSA35	35 mm – 60 mm	30 Stück
CSA40	40 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54103 **lfd. Nr.** 044

STOMOCUR® | **Select konvex**


- Geschlossener Beutel mit Filter in drei verschiedenen Konvexitäten
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierte Gürtelbefestigung
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- Volumen 380 ml



Haftfläche
Ø 118 mm
Beutelgröße
145 x 205 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CSH20V1	20 mm – 43 mm	30 Stück
CSH15V2	15 mm – 35 mm	30 Stück
CSH10V3	10 mm – 25 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54102 lfd.Nr. 050



STOMOCUR® | **Select Alginat konvex**

- Geschlossener Beutel mit Filter in drei verschiedenen Konvexitäten
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierte Gürtelbefestigung
- Alginat-Hautschutz
- Volumen 380 ml



Haftfläche
Ø 118 mm
Beutelgröße
145 x 205 mm

Für empfindliche Haut

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CSA20V1	20 mm – 43 mm	30 Stück
CSA15V2	15 mm – 35 mm	30 Stück
CSA10V3	10 mm – 25 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54102 lfd.Nr. 052

STOMOCUR® | Select medium konvex

- Geschlossener Beutel mit Filter
in drei verschiedenen Konvexitäten
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierte Gürtelbefestigung
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- Volumen 380 ml



Haftfläche


Ø 118 mm

Beutelgröße


145 x 205 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CSH20M1	20 mm – 47 mm	30 Stück
CSH15M2	15 mm – 40 mm	30 Stück
CSH10M3	10 mm – 28 mm	30 Stück


Pos.Nr. 54102 lfd.Nr. 051



M1



M2



M3

STOMOCUR® | Select Cap

- Hautfarbene Ministomakappe mit Filter
- Mit saugfähiger Einlage
- Hydrokolloider-Hautschutz
- Vliesabdeckung auf der körperzu- und der körperabgewandten Seite



Haftfläche

Ø 60 mm

Kappengröße

Ø 75 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CSC20	20 mm – 45 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54507 lfd.Nr. 029

Einteilige Versorgung Ileostomie

STOMOCUR® I **Protect**

- Ausstreifbeutel mit „Safe and Easy“ Auslass
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- MPC Filter
- Hydrokolloider Hautschutz
- Transparent erhältlich (Art.Nr. IPH15T)
- Volumen 530 ml



Haftfläche

Ø 110 mm

Beutelgröße

150 x 220 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
IPH20	20 mm – 60 mm	30 Stück
IPH25	25 mm – 60 mm	30 Stück
IPH30	30 mm – 60 mm	30 Stück
IPH35	35 mm – 60 mm	30 Stück
IPH40	40 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54101 lfd.Nr. 090

STOMOCUR® I **Protect small**

- Kleiner Ausstreifbeutel mit diskretem „Safe and Easy“ Auslass
- Weiche Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite zur optimalen Positionierung
- MPC Filter, Filterabkleber liegen bei
- Schonender, hydrokolloider Hautschutz
- Volumen 400 ml



Haftfläche

Ø 110 mm

Beutelgröße

150 x 190 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
IPH15S	15 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54101 lfd.Nr. 107

STOMOCUR® | Protect Alginat

- Ausstreifbeutel mit „Safe and Easy“ Auslass
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- MPC Filter und Alginat-Hautschutzplatte
- Volumen 530 ml

Für empfindliche Haut

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
IPA20	20 mm – 60 mm	30 Stück
IPA25	25 mm – 60 mm	30 Stück
IPA30	30 mm – 60 mm	30 Stück
IPA35	35 mm – 60 mm	30 Stück
IPA40	40 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54101 lfd.Nr. 106



Haftfläche

Ø 110 mm

Beutelgröße

150 x 220 mm

STOMOCUR® | Protect konvex

- Ausstreifbeutel in vier verschiedenen Konvexitäten
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- Integrierter „Safe and Easy“ Auslass
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierter Gürtelbefestigung
- MPC Filter
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- Volumen 530 ml




Haftfläche

Ø 118 mm

Beutelgröße

150 x 220 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
IPH20V0	20 mm – 57 mm	10 Stück
IPH15V1	15 mm – 43 mm	10 Stück
IPH20V1	20 mm – 43 mm	10 Stück
IPH35V1	35 mm – 43 mm	10 Stück
IPH15V2	15 mm – 35 mm	10 Stück
IPH20V2	20 mm – 35 mm	10 Stück
IPH25V2	25 mm – 35 mm	10 Stück
IPH30V2	30 mm – 35 mm	10 Stück
IPH10V3	10 mm – 25 mm	10 Stück
IPH20V3	20 mm – 25 mm	10 Stück



Pos.Nr. 54100 lfd.Nr. 054, 056, 057, 058

STOMOCUR® I **Protect Alginat konvex**

- Ausstreifbeutel in drei verschiedenen Konvexitäten
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierte Gürtelbefestigung
- MPC Filter und Alginat-Hautschutzplatte
- Volumen 530 ml

Für empfindliche Haut

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
IPA20V1	20 mm – 43 mm	10 Stück
IPA15V2	15 mm – 35 mm	10 Stück
IPA10V3	10 mm – 25 mm	10 Stück

Pos.Nr. 54100 lfd.Nr. 068



Haftfläche
Ø 118 mm
Beutelgröße
150 x 220 mm

STOMOCUR® I **Protect medium konvex**


- Ausstreifbeutel in drei verschiedenen Konvexitäten
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- Integrierter „Safe and Easy“ Auslass
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierter Gürtelbefestigung
- MPC Filter
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- Volumen 530 ml

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
IPH20M1	20 mm – 47 mm	10 Stück
IPH15M2	15 mm – 40 mm	10 Stück
IPH10M3	10 mm – 28 mm	10 Stück


Pos.Nr. 54100 lfd.Nr. 059




Haftfläche
Ø 118 mm
Beutelgröße
150 x 220 mm



M1



M2



M3

STOMOCUR® | **Select Black Edition**

- Geschlossener Beutel mit Filter
- Vliesabdeckung auf der Körperseite (schwarz eingefärbt)
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Hydrokolloider-Hautschutz
- Volumen 380 ml



Haftfläche

Ø 110 mm

Beutelgröße

145 x 150 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CB3015	15 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54103 lfd.Nr. 067

STOMOCUR® | **Protect Black Edition**

- Ausstreifbeutel mit „Safe and Easy“ Auslass
- Vliesabdeckungen auf beiden Seiten des Beutels (schwarz eingefärbt)
- MPC®-Filter (Moisture Protected Composition) – integrierter Langzeit-Aktivkohlefilter der luftdurchlässig aber flüssigkeitsdicht ist
- Ein Fenster auf der von dem Körper abgewandten Seite erlaubt eine ständige Kontrolle des Stomas während der Tragezeit
- Hydrokolloider-Hautschutz
- Volumen 530 ml



Haftfläche

Ø 110 mm

Beutelgröße

145 x 270 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
IPH15B	15 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54101 lfd.Nr. 093

PRIMO®

NEU

Unsere neue Primo® Alginat Produktrange ist eine Kombination aus den bewährten Vorteilen unserer erfolgreichen STOMOCUR® Konvex und Medium Konvex-Linien mit einem modernen, stilvollen Beuteldesign und einem hochwertigen Textilcover.

Erhältlich mit dem besonders hautfreundlichen Alginat-Hautschutz. Überzeugen Sie sich von unseren sicheren, hautfreundlichen und leistungsstarken Produkten – speziell entwickelt, um sich Ihrem Alltag flexibel und komfortabel anzupassen.

EIGENSCHAFTEN

- Erstklassiger Tragekomfort
- Einfache Anwendung
- Asymmetrische Beutelform
- Elegantes Design
- 100 % blickdicht

VORTEILE

- Beidseitig weiches Textilcover
- Window-Technologie
- Diskretes Design in neutralem Schwarz
- Wasserabweisende Oberfläche
- Mit bewährtem „Safe and Easy“-Auslass bei Ileostomiebeuteln inklusive schwarzen Verschlusskomponenten
- Behält die Konvexität während des Gebrauchs bei und flacht nicht auf der Haut ab
- Integrierte Gürtelbefestigung

In 3
verschiedenen
Konvexitäten
erhältlich



100 % blickdicht

STOMOCUR® | Primo® Alginat konvex

- Window, Filter
- Beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial
- Volumen 330 ml
- Packungsinhalt: 30 Stück

Artikelnummer	Stomaöffnung	Plateaugröße
CAA20V1B	20 mm – 43 mm	50 mm
CAA15V2B	15 mm – 35 mm	40 mm
CAA10V3B	10 mm – 25 mm	30 mm



Für
empfindliche
Haut

Haftfläche

Ø 114 mm

Beutelgröße

154 x 202 mm

STOMOCUR® | Primo® Alginat konvex

- Window, Filter
- Beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial
- „Safe and Easy“ Auslass
- Volumen 460 ml
- Packungsinhalt: 10 Stück

Artikelnummer	Stomaöffnung	Plateuagröße
IAA15V1B	15 mm – 43 mm	50 mm
IAA15V2B	15 mm – 35 mm	40 mm
IAA10V3B	10 mm – 25 mm	30 mm

Pos.Nr. 54100 lfd.Nr. 074



Für empfindliche Haut

Haftfläche

Ø 114 mm

Beutelgröße

155 × 215 mm

(vollständig geschlossen)

STOMOCUR® | Primo® Alginat medium konvex

- Window, Filter
- Beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial
- Volumen 330 ml
- Packungsinhalt: 30 Stück

Artikelnummer	Stomaöffnung	Plateuagröße
CAA20M1B	20 mm – 47 mm	55 mm
CAA15M2B	15 mm – 40 mm	45 mm
CAA10M3B	10 mm – 28 mm	35 mm

Pos.Nr. 54102 lfd.Nr. 058

In 3 verschiedenen Konvexitäten erhältlich



Ultraweiches Cover



Für empfindliche Haut

Haftfläche

Ø 114 mm

Beutelgröße

154 × 202 mm

STOMOCUR® | Primo® Alginat medium konvex

- Window, Filter
- Beidseitig ultraweiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial
- „Safe and Easy“ Auslass
- Volumen 460 ml
- Packungsinhalt: 10 Stück

Artikelnummer	Stomaöffnung	Plateuagröße
IAA15M1B	15 mm – 47 mm	55 mm
IAA15M2B	15 mm – 40 mm	45 mm
IAA10M3B	10 mm – 28 mm	35 mm

Pos.Nr. 54100 lfd.Nr. 075



Für empfindliche Haut

Haftfläche

Ø 114 mm

Beutelgröße

155 × 215 mm

(vollständig geschlossen)





Für Stomapatienten, die keine Produkte mit Gelatine oder anderen tierischen Inhaltsstoffen verwenden, bieten wir unser Beutelsortiment mit gelatinefreiem Hautschutz an. Durch die Verwendung natürlicher, pflanzlicher Inhaltsstoffe sind diese Beutel ebenso hautfreundlich und gehen keine Kompromisse bei Komfort und Sicherheit ein.

Hypoallergener Hautschutz

STOMOCUR® I Select gelatinefrei

- Geschlossener Beutel mit Filter
- Beidseitig weiche Vliesabdeckung
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Gelatinefreier Hautschutz
- Volumen 380 ml

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CSG20	20 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54103 lfd.Nr. 088



Haftfläche

Ø 110 mm

Beutelgröße

145 x 205 mm



Hypoallergener Hautschutz

STOMOCUR® I Protect gelatinefrei

- Ausstreifbeutel mit „Safe and Easy“ Auslass
- Beidseitig weiche Vliesabdeckung
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Gelatinefreier Hautschutz
- Volumen 530 ml

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
IPG20	20 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54101 lfd.Nr. 109



Haftfläche

Ø 110 mm

Beutelgröße

150 x 220 mm



Einteilige Versorgung Urostomie

Hypoallergener Hautschutz

STOMOCUR® I Safe gelatinefrei

- Transparenter Urostomiebeutel mit planer Hautschutzplatte und Softauslass
- Weiche Vliesabdeckung auf der Körperseite
- Integrierte Rücklaufsperr
- Inklusive 5 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- Gelatinefreier Hautschutz
- Volumen 420 ml

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
USG15FT	15 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54201 lfd.Nr. 052

Haftfläche

Ø 118 mm

Beutelgröße

130 x 195 mm



STOMOCUR® I Safe

- Urostomiebeutel mit planer Hautschutzplatte und Softauslass
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierte Rücklaufsperr und Ablassventil
- Inklusive 5 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- Volumen 420 ml

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
USH15F	15 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54201 lfd.Nr. 046

Haftfläche

Ø 118 mm

Beutelgröße

130 x 195 mm




STOMOCUR® | Twist & Safe

- Urostomiebeutel mit planer Hautschutzplatte
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierte Rücklaufsperr
- Mit „Twist & Safe“ Drehhahn Ablass
- Inklusive 5 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- Volumen 420 ml

Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Ablass

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
USH15H	15 mm – 60 mm	30 Stück
USH20H	20 mm – 60 mm	30 Stück
USH25H	25 mm – 60 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54201 lfd.Nr. 050



Haftfläche

Ø 118 mm

Beutelgröße

130 x 195 mm

STOMOCUR® | Safe konvex

- Urostomiebeutel in drei verschiedenen Konvexitäten
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierte Rücklaufsperr und Ablassventil
- Inklusive 2 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- Mit integrierter Gürtelbefestigung
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- Volumen 420 ml

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
USH10V1F	10 mm – 43 mm	10 Stück
USH10V2F	10 mm – 35 mm	10 Stück
USH20V2F	20 mm – 35 mm	10 Stück
USH25V2F	25 mm – 35 mm	10 Stück
USH30V2F	30 mm – 35 mm	10 Stück
USH10V3F	10 mm – 25 mm	10 Stück
USH15V3F	15 mm – 25 mm	10 Stück

Pos.Nr. 54200 lfd.Nr. 030



Haftfläche


Ø 118 mm

Beutelgröße


130 x 195 mm



V1




V2



V3

STOMOCUR® | **Twist & Safe konvex**

- Urostomiebeutel in drei verschiedenen Konvexitäten
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierte Rücklaufsperre
- Mit „Twist & Safe“ Drehhahn Ablass
- Inklusive 2 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- Mit integrierter Gürtelbefestigung
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- Volumen 420 ml

**Haftfläche**

Ø 118 mm

Beutelgröße

130 x 195 mm

Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Ablass

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
USH10V1H	10 mm – 43 mm	10 Stück
USH10V2H	10 mm – 35 mm	10 Stück
USH20V2H	20 mm – 35 mm	10 Stück
USH25V2H	25 mm – 35 mm	10 Stück
USH10V3H	10 mm – 25 mm	10 Stück
USH15V3H	15 mm – 25 mm	10 Stück

Pos.Nr. 54200 lfd.Nr. 040

STOMOCUR® | **Safe medium konvex**

- Urostomiebeutel in drei verschiedenen Konvexitäten mit Softauslass
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierte Rücklaufsperre und Ablassventil
- Inklusive 2 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- Mit integrierter Gürtelbefestigung
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- Volumen 420 ml

**Haftfläche**




Ø 118 mm

Beutelgröße

130 x 195 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
USH20M1F	20 mm – 47 mm	10 Stück
USH15M2F	15 mm – 40 mm	10 Stück
USH10M3F	10 mm – 28 mm	10 Stück

Pos.Nr. 54200 lfd.Nr. 029

**M1****M2****M3**

STOMOCUR® | Twist & Safe medium konvex

- Urostomiebeutel in drei verschiedenen Konvexitäten
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierte Rücklaufsperr
- Mit „Twist & Safe“ Drehhahn Ablass
- Inklusive 2 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- Mit integrierter Gürtelbefestigung
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- Volumen 420 ml

Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Ablass

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
USH20M1H	20 mm – 47 mm	10 Stück
USH15M2H	15 mm – 40 mm	10 Stück
USH10M3H	10 mm – 28 mm	10 Stück

Pos.Nr. 54200 lfd.Nr. 039



Haftfläche

Ø 118 mm

Beutelgröße

130 x 195 mm

STOMOCUR® | Safe Microskin

- Urostomiebeutel
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite (Art.Nr. USM13F) und transparent erhältlich (Art.Nr. USM13FT)
- Integrierte Rücklaufsperr und Ablassventil
- Inklusive 5 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- Microskin-Haftfläche
- Volumen 420 ml



Haftfläche

135 x 100 mm

Beutelgröße

130 x 195 mm (ca.)

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
USM13F	13 mm – 50 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54201 lfd.Nr. 049

Das zweiteilige Clic System Plane Basisplatten

STOMOCUR® | Farbcode für das Rastringsystem

Das zweiteilige STOMOCUR® Clic Rastringsystem ist nach der Rastringgröße mit Farbcodes gekennzeichnet. Wählen Sie zuerst eine geeignete Basisplatte und dann einen Beutel mit dem gleichen Farbcode.

45 **57** **70** Rastring Ø in mm

STOMOCUR® | Clic

- Plane Basisplatte mit hintergreifbarem Rastring
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz



Plattengröße
Ø 118 mm

45

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CK4515	15 mm – 35 mm	5 Stück
CK4520	20 mm – 35 mm	5 Stück
CK4525	25 mm – 35 mm	5 Stück
CK4530	30 mm – 35 mm	5 Stück

57

CK5715	15 mm – 40 mm	5 Stück
CK5735	35 mm – 40 mm	5 Stück

70

CK7015	15 mm – 50 mm	5 Stück
--------	---------------	---------

Pos.Nr. 54401 lfd.Nr. 040

STOMOCUR® | Clic Alginat

- Plane Basisplatte mit hintergreifbarem Rastring
- Alginat Hautschutz - fördert die Heilung und gesunde Haut
- Stark absorbierender Hautschutz



Plattengröße
Ø 118 mm

45

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CA4515	15 mm – 35 mm	5 Stück

57

CA5715	15 mm – 40 mm	5 Stück
--------	---------------	---------

Pos.Nr. 54401 lfd.Nr. 072

Das zweiteilige Clic System Konvexe Basisplatten

45 **57** Rastring Ø in mm

STOMOCUR® | **Clic konvex**


- Konvexe Basisplatte mit hintergreifbarem Rastring in drei Konvexitäten
- Konturierter hydrokolloider Hautschutz



Plattengröße
Ø 118 mm

45

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CK4515V2	15 mm – 35 mm	3 Stück
CK4520V2	20 mm – 35 mm	3 Stück
CK4525V2	25 mm – 35 mm	3 Stück
CK4530V2	30 mm – 35 mm	3 Stück
CK4515V3	15 mm – 25 mm	3 Stück
CK5715V1	15 mm – 43 mm	3 Stück
CK5725V1	25 mm – 43 mm	3 Stück
CK5730V1	30 mm – 43 mm	3 Stück
CK5735V1	35 mm – 43 mm	3 Stück
CK5715V2	15 mm – 35 mm	3 Stück
CK5715V3	15 mm – 25 mm	3 Stück



Pos.Nr. 54400 lfd.Nr. 024

STOMOCUR® | **Clic Alginate konvex**

- Konvexe Basisplatte mit hintergreifbarem Rastring
- Alginate Hautschutz – fördert die Heilung und gesunde Haut
- Stark absorbierender Hautschutz



Plattengröße
Ø 118 mm

45

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
CA4515V2	15 mm – 35 mm	3 Stück
CA4515V3	15 mm – 25 mm	3 Stück

57

CA5715V1	15 mm – 43 mm	3 Stück
CA5717V2	15 mm – 35 mm	3 Stück
CA5715V3	15 mm – 25 mm	3 Stück

Pos.Nr. 54400 lfd.Nr. 046

Das zweiteilige Clic System Beutel

45 57 70 Rastring Ø in mm

STOMOCUR® | Select Clic

- Kolostomiebeutel mit Filter für das 2-teilige Clic System
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Volumen 380 ml
- Integrierte Gürtelbefestigung



Beutelgröße
145 × 205 mm

	Artikelnummer	Packungsinhalt
45	CC45	30 Stück
57	CC57	30 Stück
70	CC70	30 Stück

Pos.Nr. 54112 lfd.Nr. 032

STOMOCUR® | Protect Clic

- Ausstreifbeutel mit Filter für das 2-teilige Clic-System
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierter „Safe and Easy“ Verschluss
- MPC Filter
- Volumen 530 ml
- Integrierte Gürtelbefestigung



Beutelgröße
150 × 220 mm

	Artikelnummer	Packungsinhalt
45	CI45	30 Stück
57	CI57	30 Stück

Pos.Nr. 54110 lfd.Nr. 072

STOMOCUR® I **Protect Clic small**

- Kleiner Ausstreifbeutel mit Filter für das 2-teilige Clic System
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierter „Safe and Easy“ Verschluss
- MPC Filter
- Volumen 400 ml
- Integrierte Gürtelbefestigung

Beutelgröße
150 × 190 mm



45

Artikelnummer	Packungsinhalt
CI45S	30 Stück

Pos.Nr. 54110 lfd.Nr. 074

STOMOCUR® I **Safe Clic**

- Urostomiebeutel für das 2-teilige Clic System mit Softauslass
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- Integrierte Rücklaufsperrung und Ablassventil
- 5 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- Mit integrierter Gürtelbefestigung
- Volumen 420 ml

Beutelgröße
130 × 195 mm



45

Artikelnummer	Packungsinhalt
CU45F	30 Stück

57

Artikelnummer	Packungsinhalt
CU57F	30 Stück

Pos.Nr. 54210 lfd.Nr. 044

Sonderversorgung

STOMOCUR® | Drainage Protect

- Drainagebeutel mit Filter und planer Hautschutzplatte
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- MPC Filter
- Großem Ablassventil
- Konturiertem hydrokolloiden Hautschutz
- Volumen 540 ml



Haftfläche

Ø 118 mm

Beutelgröße

150 × 220 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
DP5020	20 mm – 60 mm	10 Stück

Pos.Nr. 54301 lfd.Nr. 016

STOMOCUR® | Drainage Protect konvex

- Drainagebeutel mit Filter und konvexer Hautschutzplatte
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- MPC Filter
- Großem Ablassventil
- Integrierter Gürtelbefestigung
- Konturiertem hydrokolloiden Hautschutz
- Volumen 540 ml



Haftfläche


Ø 118 mm

Beutelgröße

150 × 220 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
DP20V1	20 mm – 43 mm	10 Stück
DP15V2	15 mm – 35 mm	10 Stück
DP10V3	10 mm – 25 mm	10 Stück

Pos.Nr. 54301 lfd.Nr. 017



STOMOCUR® | Drainage Protect medium konvex


- Drainagebeutel mit Filter und medium konvexer Hautschutzplatte
- Vliesabdeckung auf der Körperseite
- „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- MPC Filter
- Großem Ablassventil
- Integrierter Gürtelbefestigung
- Konturiertem hydrokolloiden Hautschutz
- Volumen 540 ml




Beutelgröße
150 x 220 mm
Haftfläche
Ø 118 mm

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt
DP20M1	20 mm – 47 mm	10 Stück
DP15M2	15 mm – 40 mm	10 Stück
DP10M3	10 mm – 28 mm	10 Stück


Pos.Nr. 54301 lfd.Nr. 022



M1



M2



M3

STOMOCUR® | Drainage Protect Bettbeutel

- Bettbeutel mit großem (2000 ml) Fassungsvermögen
- Integrierter Adapter zum Anschluss an alle Stomocur Drainage Protect Beutel
- 130 cm langer, großlumiger und knickfester Schlauch
- Der Auslass, mit seinem großen Durchmesser, erlaubt ein einfaches Entleeren und Säubern
- Durch die integrierte Aufhängevorrichtung ist der Beutel einfach am Bett platzierbar



Artikelnummer	Kapazität	Packungsinhalt
DPB2000	2000 ml	5 Stück

Pos.Nr. 54311 lfd.Nr. 017

STOMOCUR® I Premature - **für Frühgeborene**

- Versorgung für Frühgeborene bis 900 g Körpergewicht
- Hydrokolloid-Hautschutzplatte
- Geschlossene Beutel, bei Nutzung als Ausstreifbeutel muss nur das untere Ende des Beutels aufgeschnitten werden
- Mit weichem Verschlussstreifen und kleinem Filter
- Vliesabdeckung auf der dem Körper zugewandten Seite
- Volumen 20 ml



Beutelgröße
110 x 45 mm

Haftfläche
Ø 40 mm

Farbe
transparent (C)

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungs- inhalt
P3003	3 mm	20 Stück

Pos.Nr. 54103 lfd.Nr. 037

STOMOCUR® I Premature Combi - **für Säuglinge**

- Versorgung für Säuglinge bis 5000 g Körpergewicht
- Hydrokolloid-Hautschutzplatte
- Geschlossene Beutel, bei Nutzung als Ausstreifbeutel muss nur das untere Ende des Beutels aufgeschnitten werden
- Mit weichem Verschlussstreifen
- Vliesabdeckung auf der dem Körper zugewandten Seite
- Volumen 90 ml



Beutelgröße
210 x 45 mm

Haftfläche
Ø 40 mm

Farbe
transparent (C)

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungs- inhalt
P3203	3 mm	30 Stück

Pos.Nr. 54103 lfd.Nr. 038

Zubehör

STOMOCUR® | Hautschutzpaste

- Zur äußeren Anwendung auf der Haut rund um das Stoma
- Füllt Unebenheiten zwischen Stoma und Hautschutzplatte aus

Artikelnummer	Inhalt	Packungsinhalt
CP2050	56 g	1 Tube

Pos.Nr. 54533 lfd.Nr. 016



STOMOCUR® | Hautschutzpaste alkoholfrei

- Zur äußeren Anwendung auf der Haut rund um das Stoma
- Füllt Unebenheiten zwischen Stoma und Hautschutzplatte aus
- Ohne Alkohol

Artikelnummer	Inhalt	Packungsinhalt
PASTE0A	56 g	1 Tube

Pos.Nr. 54533 lfd.Nr. 021



STOMOCUR® | Stomagürtel

- Stomagürtel verstellbar bis 100 cm

Artikelnummer	Länge	Packungsinhalt
AB01	100 cm	1 Stück

Pos.Nr. 54501 lfd.Nr. 011



STOMOCUR® | Uro Adapter

- Zum Anschluss von Bettbeutel an die STOMOCUR® Urostomiebeutel

Artikelnummer	Packungsinhalt
USZ1	5 Stück

Pos.Nr. 54505 lfd.Nr. 011



Hersteller:

**For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für
Heil- und Hilfsmittel mbH**

Am Studio 16
D-12489 Berlin

Exklusivvertrieb in Österreich:



QuadraMed - Haas OG

Erzabt-Klotz-Straße 12a
A-5020 Salzburg

Tel. +43 (0) 662 82 71 01
Fax. +43 (0) 662 62 13 27

www.quadramed.at
office@quadramed.at

Die AGBs stehen auf unserer Website
zum Download zur Verfügung.